

修正前

表 12 試料希釈操作方法的例

1 段階目の試料の希釈倍数	1 段階目の試料の希釈例 (試料水/無臭水)	試料希釈倍数	1	3.3 倍	10 倍	33 倍	100 倍	330 倍	1000 倍	3300 倍	1 万 倍	3.3 万 倍	10 万 倍	33 万 倍	
			対数値	0.00	0.52	1.00	1.52	2.00	2.52	3.00	3.52	4.00	4.52	5.00	5.52
2 段階希釈	試料水から希釈 (1 倍)	→	100	30/70	10/90	3/97	1/100	0.3/100	0.1/100						
			1000 倍				100	30/70	10/90	3/97	1/100	0.3/100	0.1/10	1/100	0.3/100
									100	30/70	10/90	3/97	1/100	0.3/100	

修正後

表 12 試料希釈操作方法的例

(単位：mℓ)

		希釈倍数 (対数値)													
		1 倍 (0.0)	3.3 倍 (0.52)	10 倍 (1.00)	33 倍 (1.52)	100 倍 (2.00)	330 倍 (2.52)	1000 倍 (3.00)	3300 倍 (3.52)	1 万 倍 (4.00)	3.3 万 倍 (4.52)	10 万 倍 (5.00)	33 万 倍 (5.52)		
1 段階希釈の場合	1 段階目の希釈 (試料水/無臭水)	100/0	30/70	10/90	3/97	1/100	0.3/100	0.1/100							
2 段階希釈の場合	100 倍 (10/990)					100/0	30/70	10/90	3/97	1/100	0.3/100	0.1/100			
	1000 倍 (1/999)							100/0	30/70	10/90	3/97	1/100	0.3/100	0.1/100	0.3/100